



## Końcówki kondukcyjne - poj. 1000 µl



Końcówki kondukcyjne przeznaczone do następujących systemów automatycznych:  
Olympus OLA 2500.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-751500	Końcówki kondukcyjne	1000 µl, kondukcyjne	w worku (1400 szt.)
	A-751505	Końcówki kondukcyjne	1000 µl, kondukcyjne	w statywie (8 masywnych statywów po 140 szt.)

### Opis

**Końcówki kondukcyjne przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
Olympus OLA 2500.