


Końcówki z filtrem - poj. 150 µl



Końcówki z filtrem przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

Zymark Rapid Plate 96/384, PRESTO, SciClone, ALLEGRO, CALIPER/ZYMARK.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750458	Końcówki z filtrem	150 µl, sterylne	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki z filtrem przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

Zymark Rapid Plate 96/384, PRESTO, SciClone, ALLEGRO, CALIPER/ZYMARK.