



## Końcówki - poj. 200 µl



**Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
Zymark Rapid Plate 96/384, PRESTO, SciClone, ALLEGRO,CALIPER/ZYMARK.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750055	Końcówki	200 µl, bezbarwne	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)
	A-750058	Końcówki	200 µl, sterylne	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)

### Opis

**Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
Zymark Rapid Plate 96/384, PRESTO, SciClone, ALLEGRO,CALIPER/ZYMARK.