

Końcówki z filtrem - poj. 50 µl



Końcówki z filtrem przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

Biomek 1000/2000. Pojemność 50 µl (ograniczona do 40 µl).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750488	Końcówki z filtrem	50 µl (ograniczona do 40 µl), sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki z filtrem przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

Biomek 1000/2000. Pojemność 50 µl (ograniczona do 40 µl).