

Końcówki kondukcyjne - poj. 300 µl



Końcówki kondukcyjne przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 i 9604, Diasorin EtiMax 3000, Qiagen Rosys, Colibri (Colibri Robotics), Dade Behring BEP 2000, Virion / Serion Immunomat™ TWINsystem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750285	Końcówki kondukcyjne	300 µl	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
	A-750286	Końcówki kondukcyjne	300 µl	180 płytek nośnych = 17.280 szt.
	A-750288	Końcówki kondukcyjne	300 µl, sterylne	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
	A-750289	Końcówki kondukcyjne	300 µl, sterylne	180 płytek nośnych = 17.280 szt.

Opis

Końcówki kondukcyjne przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 i 9604, Diasorin EtiMax 3000, Qiagen Rosys, Colibri (Colibri Robotics), Dade Behring BEP 2000, Virion / Serion Immunomat™ TWINsystem.