











## System statywów Reload

**Przeznaczony do następujących systemów automatycznych:**  
Biomek FX, NX, Multimek, Biomek 3000 – z głowicą pipety AP96.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-751003	System statywów Reload	20 $\mu$ l	w statywie (10 statywów podstawowych do ponownego napełniania po 96 szt.)
	A-751004	System statywów Reload	20 $\mu$ l	w statywie (10 statywów do ponownego napełniania po 96 szt.)
	A-751006	System statywów Reload	20 $\mu$ l, sterylne	w statywie (10 statywów podstawowych do ponownego napełniania po 96 szt.)
	A-751007	System statywów Reload	20 $\mu$ l, sterylne	w statywie (10 statywów do ponownego napełniania po 96 szt.)
	A-751023	System statywów Reload	200 $\mu$ l	w statywie (10 statywów podstawowych do ponownego napełniania po 96 szt.)
	A-751024	System statywów Reload	200 $\mu$ l	w statywie (10 statywów do ponownego napełniania po 96 szt.)
	A-751026	System statywów Reload	200 $\mu$ l, sterylne	w statywie (10 statywów podstawowych do ponownego napełniania po 96 szt.)
	A-751027	System statywów Reload	200 $\mu$ l, sterylne	w statywie (10 statywów do ponownego napełniania po 96 szt.)

### Opis

**Przeznaczony do następujących systemów automatycznych:**

Biomek FX, NX, Multimek, Biomek 3000 – z głowicą pipety AP96.

\* **maksymalna pojemność:** 250  $\mu$ l