




Końcówki z filtrem - poj. 20 µl, 35 µl, 175 µl

Brak zdjęcia

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-751408	Końcówki z filtrem	20 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-751418	Końcówki z filtrem	35 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-751428	Końcówki z filtrem	175 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)