


## Końcówki z filtrem - poj. 180 µl



**Końcówki z filtrem przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**

Biomek 1000/2000 oraz Packard MultiPROBE I, II, II XT.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750478	Końcówki z filtrem	180 µl, sterylne	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)

### Opis

**Końcówki z filtrem przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**

Biomek 1000/2000 oraz Packard MultiPROBE I, II, II XT.