


Końcówki - poj. 200 µl



Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan, GenMate, Tecan Te-Mo oraz Tecan Aquarius.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-751155	Końcówki	200 µl	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)
	A-751158	Końcówki	200 µl, sterylne	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan, GenMate, Tecan Te-Mo oraz Tecan Aquarius.