




Fiolki szklane - 4 ml - gwint ND13



I klasa hydrolytyczna. Z gwintem. 200 sztuk w opakowaniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	E-2070	Fiolki z gwintem	bezbarwne	4 ml	15 x 45 mm	ND13	200 szt.
	E-2071	Fiolki z gwintem	oranżowe	4 ml	15 x 45 mm	ND13	200 szt.

Opis

I klasa hydrolytyczna. Z gwintem. 200 sztuk w opakowaniu.