



Fiolki szklane - 4 ml - gwint ND13



I klasa hydrolytyczna. Z gwintem. 200 sztuk w opakowaniu.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Kolor | Pojemność | Śr. x wys. | Gwint | Szt./Op. |
|--|---------|------------------|-----------|-----------|------------|-------|----------|
|  | E-2070 | Fiolki z gwintem | bezbarwne | 4 ml | 15 x 45 mm | ND13 | 200 szt. |
|  | E-2071 | Fiolki z gwintem | oranżowe | 4 ml | 15 x 45 mm | ND13 | 200 szt. |

Opis

I klasa hydrolytyczna. Z gwintem. 200 sztuk w opakowaniu.