

Końcówki kondukcyjne - poj. 1000 µl



Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
 TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD, MULTIPROBE II HT & HT EX
 HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
—	A-750235	Końcówki kondukcyjne	1000 µl, kondukcyjne	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
—	A-750236	Końcówki kondukcyjne	1000 µl, kondukcyjne	180 płytek nośnych = 17.280 szt.
—	A-750238	Końcówki kondukcyjne	1000 µl, kondukcyjne, sterylne	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
—	A-750239	Końcówki kondukcyjne	1000 µl, kondukcyjne, sterylne	180 płytek nośnych = 17.280 szt.

Opis

Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
 TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD, MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą
 MULTIPROBE.