




**Fiolki Wheaton z brązowego szkła, z zakrętką i gumową wkładką - 4 ml**

**WHEATON**<sup>®</sup>

Wykonane z brązowego szkła borokrzemowego Wheaton 320. Odpowiednie dla próbek wrażliwych na światło. Szkło spełnia wymagania normy ASTM typ I, klasa B. Fiolki i zakrętki mogą być sterylizowane oraz przechowywane w niskich temperaturach. Zakrętki zawierają białą, gumową wkładkę na bazie styrenu i butadienu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Zakrętka	Szt./Op.
	9-0179	Fiolki Wheaton z zakrętką i gumową wkładką	4 ml	15 x 48 mm	śr. 13 mm	144 szt.

**Opis**

Wykonane z brązowego szkła borokrzemowego Wheaton 320. Odpowiednie dla próbek wrażliwych na światło. Szkło spełnia wymagania normy ASTM typ I, klasa B. Fiolki i zakrętki mogą być sterylizowane oraz przechowywane w niskich temperaturach. Zakrętki zawierają białą, gumową wkładkę na bazie styrenu i butadienu.