

## Końcówki kondukcyjne - poj. 200 µl



**Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
 TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD, MULTIPROBE II HT & HT EX  
 HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750225	Końcówki kondukcyjne	200 µl, kondukcyjne	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
	A-750226	Końcówki kondukcyjne	200 µl, kondukcyjne	180 płytek nośnych = 17.280 szt.
	A-750228	Końcówki kondukcyjne	200 µl, kondukcyjne, sterylne	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
	A-750229	Końcówki kondukcyjne	200 µl, kondukcyjne, sterylne	180 płytek nośnych = 17.280 szt.

### Opis

**Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD, MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.