

**Końcówki kondukcyjne - poj. 50 µl**



**Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
 TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD, MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
—	A-750215	Końcówki kondukcyjne	50 µl, kondukcyjne	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
—	A-750216	Końcówki kondukcyjne	50 µl, kondukcyjne	180 płytek nośnych = 17.280 szt.
—	A-750218	Końcówki kondukcyjne	50 µl, kondukcyjne, sterylne	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
—	A-750219	Końcówki kondukcyjne	50 µl, kondukcyjne, sterylne	180 płytek nośnych = 17.280 szt.

**Opis**

**Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
 TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD, MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.