

## Końcówki - poj. 1000 µl



**Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
 TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT, EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750035	Końcówki	1000 µl	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
	A-750036	Końcówki	1000 µl, 180 płytek nośnych	18 x 5 pudełek = 17.280 szt.
	A-750038	Końcówki	1000 µl, sterylne	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
	A-750039	Końcówki	1000 µl, 180 płytek nośnych, sterylne	18 x 5 pudełek = 17.280 szt.

### Opis

**Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT, EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.