

Końcówki - poj. 1000 µl



Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
 TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT, EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Pakowane |
|---|----------|----------|---------------------------------------|---|
|  | A-750035 | Końcówki | 1000 µl | 5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.) |
|  | A-750036 | Końcówki | 1000 µl, 180 płytek nośnych | 18 x 5 pudełek = 17.280 szt. |
|  | A-750038 | Końcówki | 1000 µl, sterylne | 5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.) |
|  | A-750039 | Końcówki | 1000 µl, 180 płytek nośnych, sterylne | 18 x 5 pudełek = 17.280 szt. |

Opis

Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT, EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.