



## Końcówki - poj. 50 µl



**Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan, GenMate, Tecan Te-Mo oraz Tecan Aquarius.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-751135	Końcówki	50 µl	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)
	A-751138	Końcówki	50 µl, sterylne	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)

### Opis

**Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan, GenMate, Tecan Te-Mo oraz Tecan Aquarius.