



## Końcówki - poj. 50 µl



**Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan, GenMate, Tecan Te-Mo oraz Tecan Aquarius.

| Miniatura   | Nr-art.  | Nazwa    | Pojemność       | Pakowane                                      |
|---|----------|----------|-----------------|---|
|  | A-751135 | Końcówki | 50 µl           | w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.) |
|  | A-751138 | Końcówki | 50 µl, sterylne | w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.) |

### Opis

**Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan, GenMate, Tecan Te-Mo oraz Tecan Aquarius.