


## Końcówki z filtrem - poj. 100 µl



**Przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**

BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan, GenMate, Tecan Te-Mo oraz Tecan Aquarius.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-751448	Końcówki z filtrem	100 µl, sterylne	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)

### Opis

**Przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**

BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan, GenMate, Tecan Te-Mo oraz Tecan Aquarius.