





**Końcówki kondukcyjne z filtrem - poj. 1100 µl**

**Przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
 Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 i 9604.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750698	Końcówki kondukcyjne	1100 µl, sterylne	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
	A-750699	Końcówki kondukcyjne	1100 µl, sterylne	100 płytek nośnych = 9.600 szt.

**Opis**

**Przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
 Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 i 9604.