



## Rękawice nitrylowe nitrylex<sup>®</sup> beFree long - bezpudrowe

MERCATORMEDICAL

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. **Zapewniają zwiększone bezpieczeństwo dzięki dłuższemu mankietowi i grubszej warstwie tworzywa.** Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry - **w 100% wolne od akceleratorów chemicznych.** Teksturowana powierzchnia na końcach palców oraz makrotekstura na pozostałej części.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Powierzchnia	Rozmiar	Kolor	Szt./Op.
	P-4211	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> beFree long - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane	XS	fioletowe	100 szt.
	P-4212	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> beFree long - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane	S	fioletowe	100 szt.
	P-4213	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> beFree long - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane	M	fioletowe	100 szt.
	P-4214	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> beFree long - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane	L	fioletowe	100 szt.
	P-4215	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> beFree long - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane	XL	fioletowe	100 szt.

### Opis

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. **Zapewniają zwiększone bezpieczeństwo dzięki dłuższemu mankietowi i grubszej warstwie tworzywa.** Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry - **w 100% wolne od akceleratorów chemicznych.** Teksturowana powierzchnia na końcach palców oraz makrotekstura na pozostałej części. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń.

Przebadane zgodnie z normą **EN 374** (ochrona przed mikroorganizmami i odporność na środki chemiczne) oraz normą **EN 388** (odporność na ścieranie, przecięcie, rozdzieranie lub przekłucie).

Rękawice nitrylex<sup>®</sup> beFree long (dawniej nitrylex<sup>®</sup> chemo long) posiadają oznaczenie **CE** i są zgodne z:

- dyrektywą nr **93/42/EWG** - klasa I - wyrób medyczny,
- dyrektywą nr **89/686/EWG** - kategoria III - środek ochrony indywidualnej.

**Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.):** 125 x 260 x 70 mm.

**Długość:** 300 mm.

**Kolor:** fioletowe.