

**Precyzyjne końcówki do pipet - w worku**



Precyzyjne końcówki do pipet najwyższej jakości, zgodne z DIN 12650. Posiadają zwężone zakończenie. Uniwersalny kształt pasuje do wszystkich powszechnie znanych typów pipet, jak: neoPette, Eppendorf Reference i Research, Socorex, Gilson, Brand, Labssystem, Biohit i Rainin EDR 2. Z certyfikatem zgodności.  
 Materiał: bezbarwny polipropylen, autoklawowalny w temp. 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	7-1900	Precyzyjne końcówki do pipet, w worku	0,5-10 µl	1000 szt.
	7-1901	Precyzyjne końcówki do pipet, w worku	0,1-10 µl	1000 szt.
	7-1902	Precyzyjne końcówki do pipet, w worku	1-200 µl	1000 szt.
	7-1903	Precyzyjne końcówki do pipet, w worku	100-1000 µl	1000 szt.

**Opis**

Precyzyjne końcówki do pipet najwyższej jakości, zgodne z DIN 12650. Posiadają zwężone zakończenie. Uniwersalny kształt pasuje do wszystkich powszechnie znanych typów pipet, jak: neoPette, Eppendorf Reference i Research, Socorex, Gilson, Brand, Labssystem, Biohit i Rainin EDR 2. Z certyfikatem zgodności.  
 Materiał: bezbarwny polipropylen, autoklawowalny w temp. 121°C.

Kompatybilność końcówek z pipetami:

- 7-1900 neoPette, Eppendorf, Labssystem, Socorex, Brand, Biohit
- 7-1901 neoPette, Gilson, Labssystem, Biohit
- 7-1902 neoPette, Eppendorf, Labssystem, Brand, Gilson, Biohit, Socorex
- 7-1903 neoPette, Eppendorf, Gilson, Brand, Labssystem, Biohit, Socorex