


Końcówki do Finnipette



ratiolab[®]

Końcówki do Finnipette. Wyprodukowane w Niemczech. Wysoka jakość.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Szt./Op.
	E-1018	Końcówki do Finnipette	1-200 µl	przeźroczyste	1000 szt.
	E-1019	Końcówki do Finnipette	100-1200 µl	przeźroczyste	1000 szt.
	E-1020	Końcówki do Finnipette	1-5 ml	przeźroczyste	75 szt.
	E-1021	Końcówki do Finnipette	2-10 ml	przeźroczyste	100 szt.

Opis

Końcówki do Finnipette. Wyprodukowane w Niemczech. Wysoka jakość.