



## Buteleczki Bijou na próbki

**WHEATON**<sup>®</sup>

Wykonane z przezroczystego szkła. Z gwintem. Stabilne. Ze wzmocnionymi ściankami. Posiadają aluminiowa zakrętkę z czarną gumową uszczelką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	2-7250	Buteleczki Bijou z aluminiowymi zakrętkami	7 ml	20 x 50 mm	20R3	288 szt.
	2-7251	Buteleczki Bijou z aluminiowymi zakrętkami	14 ml	20 x 71 mm	20R3	144 szt.
	2-7252	Buteleczki Bijou z aluminiowymi zakrętkami	28 ml	27 x 82 mm	28R3	144 szt.
	2-7253	Zakrętki aluminiowe do buteleczek Bijou	-		20R3	100 szt.
	2-7254	Zakrętki aluminiowe do buteleczek Bijou	-		28R3	100 szt.

### Opis

Buteleczki wykonane z przezroczystego szkła. Z gwintem. Stabilne. Ze wzmocnionymi ściankami. Posiadają aluminiowa zakrętkę z czarną gumową uszczelką.