

## Końcówki z PP do pipet - typ Gilson - 200 µl - Ratiolab



**ratiolab**<sup>®</sup>

Końcówki do pipet typu Gilson. Wykonane z polipropylenu. Dostarczane w worku.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa                          | Pojemność | Kolor | Szt./Op.  |
|---|---------|--------------------------------|-----------|-------|-----------|
|  | 1-6174  | Końcówki do pipet - typ Gilson | 1-200 µl  | żółty | 1000 szt. |

### Opis

Końcówki do pipet Ratiolab przeznaczone do pipet Gilson. Dostarczane w worku. Wykonane z polipropylenu w kolorze żółtym. Zakres pojemności od 1 do 200 µl.