


Końcówki do pipet MultiGuard[®]



Końcówki do pipet, ze specjalną membraną hydrofobową, minimalizującą ryzyko kontaminacji. Z całkowicie neutralnego materiału. Wolne od RNaz, DNaz, pirogenów, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Autoklawowalne. Z filtrem aerozolowym, bezbarwne. Skalowane.

Pasują do pipet Biohit, Brand, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette[®], Oxford, Socorex.

Końcówki MultiGuard[®] **17370 po terminie sterylności.**

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Szt./Op. |
|---|---------|---|-------------|---------------|
|  | B-1344 | Końcówki do pipet MultiGuard [®] | 0,1-10 µl | 10 x 96 szt. |
|  | 17370 | Końcówki do pipet MultiGuard [®] | 1-200 µl | 10 x 96 szt. |
|  | 14200 | Końcówki do pipet MultiGuard [®] | 100-1000 µl | 10 x 100 szt. |

Opis

Sterylnie końcówki do pipet, ze specjalną membraną hydrofobową, minimalizującą ryzyko kontaminacji. Z całkowicie neutralnego materiału. Wolne od RNaz, DNaz, pirogenów, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Autoklawowalne. Z filtrem aerozolowym, bezbarwne. Skalowane.

Pasują do pipet Biohit, Brand, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette[®], Oxford, Socorex.

Końcówki MultiGuard[®] **17370 po terminie sterylności.**