



## Precyzyjne końcówki Filtertips



Precyzyjne końcówki z filtrem hydrofobowym. Wysoka jakość. Wolne od DNaz i RNaz. Sterylne. Dostarczane w statywach (10 x 96 szt.). Ze zwężonym zakończeniem oraz podziałką (przy Nr-Art. 7-1916 oraz 7-1917).

**Uniwersalny kształt pasuje do wszystkich powszechnie znanych typów pipet, jak:** neoPette, - Eppendorf Reference i Research, Socorex, Gilson, Brand, LabSystems, Biohit oraz Rainin EDR 2.

Wyprodukowane w Niemczech. Zgodne z normą DIN 12650. Z certyfikatem zgodności.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	7-1915	Precyzyjne końcówki do pipet Filtertips	0,5-10 µl	sterylne	statyw	10 x 96 szt.
	7-1916	Precyzyjne końcówki do pipet Filtertips	0,1-10 µl	sterylne	statyw	10 x 96 szt.
	7-1917	Precyzyjne końcówki do pipet Filtertips	1-30 µl	sterylne	statyw	10 x 96 szt.
	7-1918	Precyzyjne końcówki do pipet Filtertips	1-100 µl	sterylne	statyw	10 x 96 szt.
	7-1919	Precyzyjne końcówki do pipet Filtertips	1-230 µl	sterylne	statyw	10 x 96 szt.
	2-125-96-0	Precyzyjne końcówki do pipet Filtertips	5-300 µl	niesterylne	statyw	10 x 96 szt.
	7-1920	Precyzyjne końcówki do pipet Filtertips	200-1000 µl	sterylne	statyw	10 x 96 szt.

### Opis

Precyzyjne końcówki z filtrem hydrofobowym. Wysoka jakość. Wolne od DNaz i RNaz. Sterylne, z wyjątkiem 2-125-96-0, które są niesterylne. Dostarczane w statywach (10 x 96 szt.). Ze zwężonym zakończeniem oraz podziałką (przy Nr-Art. 7-1916 oraz 7-1917).

Kompatybilność końcówek z pipetami:

7-1915 neoPette, Eppendorf, LabSystems, Socorex, Brand, Biohit,

7-1916 neoPette, Gilson, LabSystems, Biohit,

7-1917 neoPette, Eppendorf, Gilson, LabSystems, Biohit, Brand, Socorex,

7-1918 neoPette, Eppendorf, Gilson, LabSystems, Biohit, Brand, Socorex,

7-1919 neoPette, Eppendorf, Gilson, LabSystems, Biohit, Brand, Socorex,

7-1920 neoPette, Eppendorf, Gilson, LabSystems, Biohit, Brand, Socorex.

**Materiał:** bezbarwny polipropylen

**Możliwość autoklawowania w temp. 121°C.**