



Butelki z niebieskiego szkła - o poj. 10 ml - 100 ml

Butelki szklane wysokiej jakości. Wykonane z ciemnoniebieskiego szkła, III klasa hydrolytyczna (według ISO 719 lub klasy zbiorników III według DIN 52339-TO180). Wyprodukowane stosownie do wymagań Farmakopei Europejskiej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	B-1411	Butelki z niebieskiego szkła - bez zakrętek	10 ml	26 x 61 mm	DIN 18	10 szt.
	B-1412	Butelki z niebieskiego szkła - bez zakrętek	20 ml	42 x 72 mm	DIN 18	10 szt.
	B-1413	Butelki z niebieskiego szkła - bez zakrętek	30 ml	31 x 85 mm	DIN 18	10 szt.
	B-1414	Butelki z niebieskiego szkła - bez zakrętek	50 ml	56 x 92 mm	DIN 18	10 szt.
	B-1415	Butelki z niebieskiego szkła - bez zakrętek	100 ml	48 x 104 mm	DIN 18	10 szt.
	B-1416	Zakrętki gwintowe - białe	-	-	DIN 18	10 szt.
	B-1417	Zakrętki gwintowe - czarne	-	-	DIN 18	10 szt.
	B-1418	Zakrętki gwintowe z nasadką do dozowania kropli	-	-	DIN 18	10 szt.
	B-1419	Zakrętki gwintowe z pipetką	-	-	DIN 18	10 szt.

Opis

Butelki szklane wysokiej jakości. Wykonane z ciemnoniebieskiego szkła, III klasa hydrolytyczna (według ISO 719 lub klasy zbiorników III według DIN 52339-TO180). Wyprodukowane stosownie do wymagań Farmakopei Europejskiej.

Gwint: DIN 18 (18 mm).

Grubość ścianki: ok. 2 mm.

Zakrętki należy zamawiać oddzielnie.