






Butelki szklane z kroplomierzem



Umożliwia bezproblemowe i sprawne pobranie niewielkich ilości płynu za pomocą kroplomierza, a następnie dokładne dozowanie. Zakrętka zamyka się szczelnie. Wygodna w użyciu. Kroplomierz daje się wyjąć z korka, podczas gdy korek pozostaje w szyjce butelki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	6-1100	Butelka szklana z kroplomierzem	30 ml
	6-1101	Butelka szklana z kroplomierzem	50 ml
	6-1102	Butelka szklana z kroplomierzem	100 ml

Opis

Umożliwia bezproblemowe i sprawne pobranie niewielkich ilości płynu za pomocą kroplomierza, a następnie dokładne dozowanie. Zakrętka zamyka się szczelnie. Wygodna w użyciu. Kroplomierz daje się wyjąć z korka, podczas gdy korek pozostaje w szyjce butelki. Kroplomierz posiada ssawkę wykonaną z winylu. Wszystkie części są odporne na chemikalia i łatwe w czyszczeniu.