



Kolby miarowe z PMP z korkami, oranżowe - klasa A - Vitlab



Kolby miarowe klasy A, wykonane z PMP absorbującego promieniowanie UV. Wyposażone w korki z PP. Nadają się do przechowywania substancji wrażliwych na światło. Kalibrowane indywidualnie na „ln”. Z nadrukowanym numerem i certyfikatem serii oraz pojemnością. Klasa A zgodnie z normą DIN EN ISO 1042.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Tolerancja	Wysokość	Szlif	Szt./Op.
	N-0154	Kolby miarowe z PMP - klasa A, oranżowe, z korkami	10 ml	0,04 ml	90 mm	NS 10/19	2 szt.
	N-0155	Kolby miarowe z PMP - klasa A, oranżowe, z korkami	25 ml	0,04 ml	115 mm	NS 10/19	2 szt.
	N-0156	Kolby miarowe z PMP - klasa A, oranżowe, z korkami	50 ml	0,06 ml	150 mm	NS 12/21	2 szt.
	N-0157	Kolby miarowe z PMP - klasa A, oranżowe, z korkami	100 ml	0,10 ml	180 mm	NS 14/23	2 szt.
	N-0158	Kolby miarowe z PMP - klasa A, oranżowe, z korkami	250 ml	0,15 ml	235 mm	NS 19/26	2 szt.
	N-0159	Kolby miarowe z PMP - klasa A, oranżowe, z korkami	500 ml	0,25 ml	270 mm	NS 19/26	2 szt.
	N-0160	Kolba miarowa z PMP - klasa A, oranżowa, z korkami	1000 ml	0,40 ml	310 mm	NS 24/29	1 szt.

Opis

Kolby miarowe klasy A, wykonane z PMP absorbującego promieniowanie UV. Wyposażone w korki z PP. Nadają się do przechowywania substancji wrażliwych na światło. Kalibrowane indywidualnie na „ln”. Z nadrukowanym numerem i certyfikatem serii oraz pojemnością. Klasa A zgodnie z normą DIN EN ISO 1042.

Nie zaleca się sterylizacji w autoklawie.

Aby zachować oznaczenia zaleca się mycie w temperaturze nie wyższej niż 60°C.