




## Menzurki ze stali szlachetnej

Z uchwytem i wylewem. Dodatkowa skala co 100 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Śr. górna	Wysokość
	E-6988	Menzurka ze stali szlachetnej	500 ml	100 ml	12 cm	12 cm
	E-6989	Menzurka ze stali szlachetnej	1000 ml	100 ml	15 cm	14 cm
	E-6990	Menzurka ze stali szlachetnej	1500 ml	100 ml	16 cm	16 cm
	E-6991	Menzurka ze stali szlachetnej	2000 ml	100 ml	17 cm	20 cm

### Opis

Z uchwytem i wylewem. Dodatkowa skala co 100 ml.