



Krystalizator szklany z wylewem

Krystalizator z wylewem. Wykonany ze szkła borokrzemowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	S-1271	Krystalizator z wylewem	60 ml	60 mm	40 mm
	S-1272	Krystalizator z wylewem	150 ml	90 mm	45 mm
	S-1273	Krystalizator z wylewem	300 ml	100 mm	50 mm
	S-1274	Krystalizator z wylewem	500 ml	125 mm	63 mm
	S-1275	Krystalizator z wylewem	900 ml	150 mm	75 mm
	S-1276	Krystalizator z wylewem	2000 ml	180 mm	90 mm

Opis

Krystalizator szklany z wylewem. Wykonany ze szkła borokrzemowego.