



Naczynie do rozwijania chromatogramów TLC

Naczynie do rozwijania chromatogramów w cienkowarstwowej chromatografii cieczowej (do umieszczania w nim w eluencie gotowego do użycia arkusza z żelem TLC o wym. 8 x 4 cm). Wykonany ze szkła borokrzemianowego 3.3. Posiada zdejmowaną, szklaną pokrywę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-0991	Naczynie do rozwijania chromatogramów TLC

Opis

Naczynie do rozwijania chromatogramów w cienkowarstwowej chromatografii cieczowej (do umieszczania w nim w eluencie gotowego do użycia arkusza z żelem TLC o wym. 8 x 4 cm). Wykonany ze szkła borokrzemianowego 3.3. Posiada zdejmowaną, szklaną pokrywę.

Wymiary:

- **wys. wew.:** 100 mm.
- **średnica:** 60 mm.