



Tryskawki z polipropylenu



Tryskawki wykonane z PP charakteryzują się bardzo dobrą odpornością chemiczną. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint
	B-0020	Tryskawka z tworzywa PP, wąska szyja, poj. 250 ml	GL25
	B-0021	Tryskawka z tworzywa PP, wąska szyja, poj. 500 ml	GL25
	B-0022	Tryskawka z tworzywa PP, wąska szyja, poj. 1000 ml	GL32
	B-0023	Tryskawka z tworzywa PP, szeroka szyja, poj. 250 ml	GL45
	B-0024	Tryskawka z tworzywa PP, szeroka szyja, poj. 500 ml	GL45
	B-0025	Tryskawka z tworzywa PP, szeroka szyja, poj. 1000 ml	GL 63

Opis

Tryskawki firmy Vitlab w całości wykonane z bezbarwnego polipropylenu są odporne chemicznie, można je również sterylizować. Cienka końcówka zapewnia bardzo dobrą kontrolę nad strumieniem rozpuszczalnika. Tryskawki dostępne są w różnych pojemnościach: 250 ml, 500 ml oraz 1000 ml. Wszystkie występują w wersji z wąską i szeroką szyją. Model z wąską szyją jest łatwiejszy w obsłudze – zwiężająca się ku górze butelka lepiej leży w dłoni, natomiast tryskawki z szeroką szyją są łatwiejsze w napełnianiu. Tryskawki z PP firmy Vitlab wykonane są z przezroczystego tworzywa, co ułatwia identyfikację zawartości, jak również kontrolę poziomu cieczy.