






Spryskiwacz z gumową gruszką

Mały, poręczny spryskiwacz wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Przeznaczony do rozpryskiwania niewielkich ilości odczynników na płytki chromatograficzne. Odczynniki mają styczność tylko ze szkłem. Do wyboru dwa modele.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	3-8420	Spryskiwacz z probówką ze szlifem 12 ml, z prostą rurką, szlif NS 14,5/23
	3-8421	Spryskiwacz z kolbą Erlenmeyera 50 ml, z ukośną rurką, szlif NS 14,5/23
	3-8422	Zapasowa gruszka z wentylem

Opis

Mały, poręczny spryskiwacz wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Przeznaczony do rozpryskiwania niewielkich ilości odczynników na płytki chromatograficzne. Odczynniki mają styczność tylko ze szkłem. Do wyboru dwa modele: model 1 z prostą rurką w komplecie z probówką ze szlifem, poj. 12 ml. Model 2 z ukośną rurką w komplecie z kolbą Erlenmeyera, poj. 50 ml. Gruszka gumowa może zostać zastąpiona przez inne urządzenia pompujące.

Oba modele w komplecie z gruszką gumową.