

Okrągłe pojemniki z pokrywkami



Pojemniki okrągłe ze szczelnie zamykającą pokrywką. Wykonane z przezroczystego polistyrenu. Służą do przechowywania próbek. Odporne na temperatury od -40°C do +75°C. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	2-1500	Okrągłe pojemniki z pokrywkami	35 x 13 mm	10 szt.
	2-1501	Okrągłe pojemniki z pokrywkami	34 x 43 mm	10 szt.
	2-1502	Okrągłe pojemniki z pokrywkami	36 x 29 mm	10 szt.
	2-1503	Okrągłe pojemniki z pokrywkami	49 x 16 mm	10 szt.
	2-1504	Okrągłe pojemniki z pokrywkami	49 x 36 mm	10 szt.
	2-1505	Okrągłe pojemniki z pokrywkami	69 x 22 mm	10 szt.
	2-1506	Okrągłe pojemniki z pokrywkami	69 x 40 mm	10 szt.

Opis

Pojemniki okrągłe ze szczelnie zamykającą pokrywką. Wykonane z przezroczystego polistyrenu. Służą do przechowywania próbek. Odporne na temperatury od -40°C do +75°C. Opakowanie zawiera 10 sztuk.