

Pojemniki transportowe z pokrywką - wysokie



Hermetycznie zamykane pojemniki wykonane z HDPP. Ze zintegrowaną pokrywką. Służą do przechowywania, transportu i wysyłki próbek. Spełniają normy USA: I.M.S.; F.D.A.; U.S.D.A.; U.S.P. Mogą być autoklawowane.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość	Szt./Op.
	2-5250	Pojemniki transportowe z pokrywką - wysokie	13 ml	15 mm	91 mm	10 szt.
	2-5251	Pojemniki transportowe z pokrywką - wysokie	49 ml	29 mm	82 mm	10 szt.
	2-5252	Pojemniki transportowe z pokrywką - wysokie	124 ml	45 mm	85 mm	10 szt.
	2-5253	Pojemniki transportowe z pokrywką - wysokie	342 ml	63 mm	116 mm	10 szt.

Opis

Hermetycznie zamykane pojemniki wykonane z HDPP. Ze zintegrowaną pokrywką. Służą do przechowywania, transportu i wysyłki próbek. Spełniają normy USA: I.M.S.; F.D.A.; U.S.D.A.; U.S.P. Mogą być autoklawowane.

Uwaga: Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wysokości oraz średnicy wewnętrznej.