




**Pojemniki na próbki - z zakrętką - poj. 25 ml**

Pojemniki na próbki z tworzywa sztucznego. Pojemniki z PP posiadają mleczny kolor ścianek. Pakowane indywidualnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Wymiary	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	B-2341	Pojemniki z PP na próbki	PP	25 ml	25 x 90 mm	sterylne	pak. ind.	400 szt.

**Opis**

Pojemniki na próbki z tworzywa sztucznego. Pojemniki z PP posiadają mleczny kolor ścianek. Indywidualnie pakowane .