



Okrągłe pojemniki z zamknięciem plombującym

Pojemnik wykonany z HDPE. Posiada zamknięcie plombujące w kolorze czerwonym oraz dodatkową przezroczystą nakładkę. Maksymalna temperatura napełnienia: 80°C. Temperaturę substancji zawartej w pojemniku należy jednak obniżyć do 30°C, zanim zostanie on zamknięty. Doskonale nadaje się do przechowywania substancji stałych i past.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Śr. x wys. | Szt./Op. |
|-----------|---------|---|-----------|-------------|----------|
| | 2-2060 | Okrągłe pojemniki z zamknięciem plombującym | 250 ml | 99 x 70 mm | 5 szt. |
| | 2-2061 | Okrągłe pojemniki z zamknięciem plombującym | 500 ml | 99 x 103 mm | 5 szt. |
| | 2-2062 | Okrągłe pojemniki z zamknięciem plombującym | 780 ml | 99 x 141 mm | 5 szt. |
| | 2-2063 | Okrągłe pojemniki z zamknięciem plombującym | 1000 ml | 99 x 166 mm | 5 szt. |

Opis

Pojemnik wykonany z HDPE. Posiada zamknięcie plombujące w kolorze czerwonym oraz dodatkową przezroczystą nakładkę. Maksymalna temperatura napełnienia: 80°C. Temperaturę substancji zawartej w pojemniku należy jednak obniżyć do 30°C, zanim zostanie on zamknięty. Doskonale nadaje się do przechowywania substancji stałych i past. Możliwość ustawiania w stosy. **Z dopuszczeniem UN: grupa opakowaniowa: I, II i III.**