



## Młynek analityczny EGK

**ROMMELSBACHER**  
 ElektroHausgeräte GmbH

Młynek analityczny przeznaczony do rozdrabniania kruchych materiałów. Posiada przezroczystą pokrywę, antypoślizgową podstawę i dwa wymienne pojemniki ze stali szlachetnej: z 2 i z 4 ostrzami. Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki uruchamianiu poprzez dociśnięcie pokrywy. Przystosowany do mielenia próbek o masie do ok. 70 g. W dostawie kabel przyłączeniowy z wtyczką oraz łopatką ze szczotką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Moc
	L-0205	Młynek analityczny EGK	200 W

### Opis

Młynek analityczny przeznaczony do rozdrabniania kruchych materiałów. Posiada przezroczystą pokrywę, antypoślizgową podstawę i dwa wymienne pojemniki ze stali szlachetnej: z 2 i z 4 ostrzami. Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki uruchamianiu poprzez dociśnięcie pokrywy. Przystosowany do mielenia próbek o masie do ok. 70 g. W dostawie kabel przyłączeniowy z wtyczką oraz łopatką ze szczotką.

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 100 x 100 x 205 cm.

**Zasilanie:** 230 V.

**Moc:** 200 W.