









Zestaw pojemników do zamrażania - 22-częściowy

Zestaw pojemników do zamrażania próbek. Pojemniki wykonane są z polietylenu wysokiej jakości (pokrywa z LDPE, naczynie z HDPE). Dzięki wzajemnie dopasowanym rozmiarom doskonale nadają się do układania w stosy na niewielkiej powierzchni.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	B-3531	Pojemniki do zamrażania	500 ml	5 szt.
	B-3532	Pojemniki do zamrażania	800 ml	5 szt.
	B-3533	Pojemniki do zamrażania - płaskie	1000 ml	3 szt.
	B-3535	Pojemniki do zamrażania - wysokie	1600 ml	3 szt.
	B-3536	Pojemniki do zamrażania - płaskie	1600 ml	3 szt.
	B-3530	Zestaw pojemników do zamrażania	500-1600 ml	22 szt.

Opis

Zestaw pojemników do zamrażania próbek. Pojemniki wykonane są z polietylenu wysokiej jakości (pokrywa z LDPE, naczynie z HDPE). Dzięki wzajemnie dopasowanym rozmiarom doskonale nadają się do układania w stosy na niewielkiej powierzchni.

Odporność na temperatury: od -40°C do +95°C.

Zestaw **B-3530** składa się z 22 naczyń oraz 22 pasujących do nich pokrywek:

- 5 x 500 ml – wym. 100 x 100 x 60 mm,
- 5 x 800 ml – wym. 100 x 100 x 75 mm,
- 3 x 1000 ml – płaskie – wym. 220 x 100 x 60 mm,
- 3 x 1200 ml – wysokie – wym. 100 x 100 x 125 mm,
- 3 x 1600 ml – wysokie – wym. 100 x 100 x 165 mm,
- 3 x 1600 ml – płaskie – wym. 220 x 100 x 75 mm.