






## Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego - dno stożkowe



Probówki wirówkowe, gładkie. Bez brzegu. Ze szkła borokrzemowego 3.3. Wysoka jakość. 10 sztuk w opakowaniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dno	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.
	E-1084	Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego 3.3	stożkowe 30°	12 ml	16 x 100 mm	10 szt.
	E-1085	Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego 3.3	stożkowe 60°	25 ml	24 x 100 mm	10 szt.
	E-1086	Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego 3.3	stożkowe 60°	50 ml	34 x 100 mm	10 szt.

### Opis

Probówki wirówkowe, gładkie. Bez brzegu. Ze szkła borokrzemowego 3.3. Wysoka jakość. 10 sztuk w opakowaniu.