



**Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego -
 dno zaokrąglone**



Probówki wirówkowe, gładkie. Bez brzegu. Ze szkła borokrzemowego 3.3.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dno	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.
	E-1077	Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego 3.3	zaokrąglone	8 ml	12 x 100 mm	100 szt.
	E-1078	Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego 3.3	zaokrąglone	12 ml	16 x 100 mm	10 szt.
	E-1079	Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego 3.3	zaokrąglone	25 ml	24 x 100 mm	10 szt.
	E-1080	Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego 3.3	zaokrąglone	50 ml	34 x 100 mm	10 szt.

Opis

Probówki wirówkowe, gładkie. Bez brzegu. Ze szkła borokrzemowego 3.3.