




Probówki szklane wirówkowe - stożkowodenne - z gwintem



Probówki wirówkowe z gwintem wykonane ze szkła borokrzemowego. Posiadają dno stożkowe. Nadają się do wirowania do 2980 RCF. Zgodne ze specyfikacją ASTM E438 typu I.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Dno | Pojemność | Gwint | Śr. x wys. | Szt./Op. |
|---|----------|--|----------|-----------|--------|-------------|----------|
|  | 73785-50 | Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego 5.1 | stożkowe | 50 ml | 24-400 | 29 x 137 mm | 72 szt. |

Opis

Probówki wirówkowe z gwintem wykonane ze szkła borokrzemowego. Posiadają dno stożkowe, przypominające pocisk (tzw. bullet-nosed shape). Pojemność 50 ml. Nadają się do wirowania z maksymalną wartością 2980 x g. Zgodne ze specyfikacją ASTM E438 typu I.