



Białe zbiorniki na odczynniki - sterylne

Rynienki wykonane z białego PS. O pojemnościach 25, 55 i 100 ml. Sterylne, pakowane indywidualnie.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Szt./Op. |
|---|---------|--|-----------|----------|
|  | B-0377 | Rynienki na odczynniki - PS - sterylne | 25 ml | 50 szt. |
|  | B-0378 | Rynienki na odczynniki - PS - sterylne | 55 ml | 100 szt. |
|  | B-0379 | Rynienki na odczynniki - PS - sterylne | 100 ml | 50 szt. |

Opis

Rynienki wykonane z białego PS. O pojemnościach 25, 55 i 100 ml. Sterylne, pakowane indywidualnie.