















## Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym - sterylne - poj. 2,0-5,0 ml

Samostojące krioprobówki wykonane z wysokiej jakości medycznego polipropylenu. Posiadają białe pole opisowe i gwiazdną stopkę, która umożliwia odkręcanie i zakręcanie nakrętek, w odpowiednich statywach, tylko przy użyciu jednej ręki. Zakrętka nie posiada uszczelki, co zmniejsza ryzyko kontaminacji. **Sterylnie**. Wolne od DNaz, RNaz, endotoksyn i obcego DNA.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	B-0810	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	2,0 ml	biała	sterylnie	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0811	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	2,0 ml	czerwona	sterylnie	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0812	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	2,0 ml	zielona	sterylnie	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0813	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	2,0 ml	niebieska	sterylnie	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0814	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	2,0 ml	żółta	sterylnie	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0815	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	2,0 ml	fioletowa	sterylnie	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0816	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	5,0 ml	biała	sterylnie	10 x 25 szt.	250 szt.
	B-0817	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	5,0 ml	czerwona	sterylnie	10 x 25 szt.	250 szt.
	B-0818	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	5,0 ml	zielona	sterylnie	10 x 25 szt.	250 szt.
	B-0819	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	5,0 ml	niebieska	sterylnie	10 x 25 szt.	250 szt.
	B-0820	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	5,0 ml	żółta	sterylnie	10 x 25 szt.	250 szt.
	B-0821	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	5,0 ml	fioletowa	sterylnie	10 x 25 szt.	250 szt.

### Opis

Samostojące krioprobówki wykonane z wysokiej jakości medycznego polipropylenu. Posiadają białe pole opisowe i gwiazdną stopkę, która umożliwia odkręcanie i zakręcanie nakrętek, w odpowiednich statywach, tylko przy użyciu jednej ręki. Zakrętka nie posiada uszczelki, co zmniejsza ryzyko kontaminacji. **Sterylnie**. Wolne od DNaz, RNaz, endotoksyn i obcego DNA.

Mogą być wielokrotnie zamrażane i rozmrażane. Odporne na temperatury w zakresie od -196°C do 121°C. Nadają się do

przechowywana w fazie gazowej ciekłego azotu.

**Wym. probówek o poj. 2,0 ml (śr. x wys.):** 12,5 x 46,5 mm.

**Wym. probówek o poj. 5,0 ml (śr. x wys.):** 12,5 x 90,0 mm.

**Śr. zew. zakrętek:** 13,2 mm.