








## Jednorazowe zbiorniki na odczynniki

**ratiolab**<sup>®</sup>

Przeznaczone do pipet wielokanałowych. Wykonane z białego polistyrenu (PS). Sterylne lub niesterylne. Z rynienką zbierającą na dnie, która minimalizuje utratę odczynnika. Stopniowane oznaczenia pojemności na ściance wewnętrznej. Stabilne dzięki wzmocnionym ściankom bocznym i poszerzonej części dolnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Szt./Op.
	7-3220	Zbiorniki na odczynniki do pipet 8-kanałowych o poj. 8 x 6 ml	niesterylne	100 szt.
	7-3221	Zbiorniki na odczynniki o poj. 100 ml	niesterylne	100 szt.
	7-3222	Zbiorniki na odczynniki o poj. 50 ml	niesterylne	100 szt.
	7-3223	Zbiorniki na odczynniki o poj. 100 ml	sterylne	100 szt. (20 x 5)
	7-3224	Zbiorniki na odczynniki o poj. 50 ml	sterylne	100 szt. (20 x 5)

### Opis

Przeznaczone do pipet wielokanałowych. Wykonane z białego polistyrenu (PS). Sterylne lub niesterylne. Z rynienką zbierającą na dnie, która minimalizuje utratę odczynnika. Stopniowane oznaczenia pojemności na ściance wewnętrznej. Stabilne dzięki wzmocnionym ściankom bocznym i poszerzonej części dolnej.

Zbiorniki niesterylne są pakowane po 100 sztuk, a sterylne po 5 sztuk w worku.