



## Zbiorniki na odczynniki do pipet wielokanałowych - 100 ml



Wykonane z tworzywa PET. Przeznaczone do jednorazowego użytku. Kolor biały. Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej. Z rowkiem zbierającym na dnie dla zminimalizowania strat odczynnika i oznaczeniami pojemności na ścianie wewnętrznej. Posiadają wzmocnione ścianki boczne i poszerzoną podstawę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	B-0255	Zbiorniki na odczynniki	100 ml	146 x 83 x 32 mm	sterylne	10 x 10 szt.	100 szt.
	B-0256	Zbiorniki na odczynniki	100 ml	146 x 83 x 32 mm	sterylne	pak. ind.	50 szt.
	B-0257	Zbiorniki na odczynniki - z bocznym zbiornikiem	100 ml + 20 ml	146 x 102 x 32 mm	sterylne	10 x 10 szt.	100 szt.
	B-0258	Zbiorniki na odczynniki	100 ml	146 x 83 x 32 mm	niesterylne	10 x 10 szt.	100 szt.

### Opis

Wykonane z tworzywa PET. Przeznaczone do jednorazowego użytku. Kolor biały. Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej. Z rowkiem zbierającym na dnie dla zminimalizowania strat odczynnika i oznaczeniami pojemności na ścianie wewnętrznej. Posiadają wzmocnione ścianki boczne i poszerzoną podstawę.