



## Pojemnik na odczynniki



### Trzy pojemniki na odczynniki w jednym:

- Pojemnik na odczynniki ze skalą o maksymalnej pojemności 50 ml. Podziałka przy 10, 25, 40 i 50 ml.
- Pojemnik z 8 oddzielnymi komorami, każda o pojemności 5 ml.
- Pojemnik z 12 oddzielnymi komorami, każda o pojemności 5 ml. Komory są numerowane.

**Materiał:** PP.

Możliwość autoklawowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	7-2125	Pojemnik na odczynniki	10 szt.

### Opis

#### Trzy pojemniki na odczynniki w jednym:

- Pojemnik na odczynniki ze skalą o maksymalnej pojemności 50 ml. Podziałka przy 10, 25, 40 i 50 ml.
- Pojemnik z 8 oddzielnymi komorami, każda o pojemności 5 ml.
- Pojemnik z 12 oddzielnymi komorami, każda o pojemności 5 ml. Komory są numerowane.

**Materiał:** PP.

Możliwość autoklawowania.